



allure

THE BEAUTY EXPERT

50

ЕКРЕТОВ
ОЧЕМУ
ОНИ СТАРЕЮТ
ВЕЗДЫ?



Контроль качества

Четыре редактора Allure три недели пользовались новыми линиями средств
кожи лица и делятся своими впечатлениями. Состояние кожи до и после оц
с помощью диагностического аппарата независимый косметолог.

ВАШУ ЖИЗНЬ

МОДНАЯ ПОМАДА
НЕВИДИМАЯ ПУДРА
ИДЕАЛЬНАЯ ТУШЬ

ДЖЕННИФЕР ЛОПЕС КЕЙТ БЕКИНСЕЙЛ



Косметолог
института кра-
сoty Le Colop
на Кузнецком
Мосту **Ирина
Максимова**
рассказывает
об аппарате,
на котором
проводилась
диагностика.

КАК РАБОТАЕТ АППАРАТ?

Skin Instant Lab от Biologique Recherche снабжен
пятью датчиками, каждый из которых оценивает
кожу по определенному параметру: увлажнение,
липидный (защитный) барьер, эластичность,
пигментация и уровень кожного жира. Каждый
датчик работает на своей «волне». Например,
эластичность измеряет вакуумная насадка,
а количество кожного сала – лента-абсорбент,
которая впитывает жир. Все результаты
заносятся в компьютер, косметолог заводит
на вашу кожу «личное дело» и подбирает
косметику и процедуры с учетом этих данных.